


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Cas9-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99Zw2

Artikelnummer: CM0010898



Einführung

Validierter monoklonaler Cas9-Kaninchenantikörper für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Cas9 aus *Streptococcus pyogenes* (Q99ZW2) und zeigt voraussichtlich Kreuzreaktivität mit humanem Cas9 sowie Cas9 anderer Spezies. Ideal für die CRISPR-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cas9-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	CAS9
Spezies	<i>Streptococcus pyogenes</i>
GeneID	901176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 450-730 von <i>Streptococcus pyogenes</i> M1 GAS CAS9 (NP_269215.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, andere Spezies (breite Kreuzreaktivität vorhergesagt)
SWISS	Q99ZW2
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Kühlakku