

Anti-Casein Kinase 1 Alpha (Csnk1A1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48729

Artikelnummer: CM0011463



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humane Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Wnt-Signalweg-, Zellzyklus- und Kinasen-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CK1; CK1a; CKIa; HLCDGP1; PRO2975; HEL-S-77p; Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1)
Spezies	Human
GeneID (Human)	1452
GeneID	1452
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 238-337 der humanen Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) (P48729) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48729
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel