

Anti-Caseinkinase 1 Alpha (Csnk1A1) Polyklonaler Antikörper Für Wb - P48729

Artikelnummer: CM0019836



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CSNK1A1, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte zur Untersuchung des Wnt-Signalwegs und der Kinaseaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caseinkinase 1 alpha (CSNK1A1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CK1, CK1a, CKIa, HLCDGP1, PRO2975, HEL-S-77p
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1452
Gen-ID	1452
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 238-337 der menschlichen Caseinkinase 1 alpha (CSNK1A1) entspricht (NP_001883.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48729
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel