

Anti-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P68400

Artikelnummer: CM0013901



Einführung

Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von Zellzyklus, Apoptose und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1457
Gen-ID	1457
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-391 des humanen Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) (NP_001886.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P68400
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistasche