

Anti-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68400

Artikelnummer: CM0023583



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zellzyklus, Apoptose, Transkription und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1457
Gen-ID	1457
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-391 der humanen Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) entspricht (NP_001886.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P68400
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel