

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Caseinkinase 2 Beta (Csnk2B) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P67870

Artikelnummer: CM0022947



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Caseinkinase 2 beta (CSNK2B), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der CK2-Signalübertragung, des Wnt-Signalwegs und der EBV-Infektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caseinkinase 2 beta (CSNK2B) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1460
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-215 der humanen Caseinkinase 2 beta (CSNK2B) entspricht (NP_001311.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P67870
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku