

Anti-Cask Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14936

Artikelnummer: CM0021181



Einführung

CASK Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), erzeugt gegen rekombinantes humanes CASK (aa 1-300). Für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Forschung an synaptischen Protein-Gerüsten und Kinasen-Signalwegen. Reaktiv gegen Human. UniProt: O14936.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CASK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8573
GenID	8573
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14936
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel