


Monoklonaler Anti-Caspase-1-Antikörper Für Wb, Elisa - P29466

Artikelnummer: CM0008295



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humane Caspase-1 (ICE, p45), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die an Entzündungsprozessen beteiligte Caspase, die an der Verarbeitung von IL-1 β /IL-18 und der Pyroptose beteiligt ist. Geeignet für die Immunologie- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	ICE; P45; IL1BC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	834
Gen-ID	834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-297 der humanen Caspase-1 (NP_150634.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29466
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku