


Anti-Caspase-1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P29466

Artikelnummer: CM0022380



Einführung

Caspase-1 (ICE) Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF-P, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Inflammasom-vermitteltem IL-1 β -Prozessieren, Pyroptose und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ICE; P45; IL1BC; CASP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	834
Gen-ID	834
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 198-297 von humanem CASP1 (NP_150634.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29466
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel