

Anti-Kaspase-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29452

Artikelnummer: CM0005974

Einführung

Kaspase-1 Kaninchen mAk (P29452) validiert für WB, ELISA bei Maus. Rekombinanter Antikörper gegen Aminosäuren 119-296. Unentbehrlich für die Untersuchung von Entzündungsreaktionen und Pyroptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaspase-1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ICE; I11bc
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	834
GenID	12362
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 119-296 von Maus CASP1 (NP_033937.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P29452
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel