

Anti-Caspase-1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P29452

Artikelnummer: CM0021772

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die murine Caspase-1 (ICE). Für Western Blot und ELISA validiert. Erkennt ein in Milz und Lunge stark exprimiertes Protein mit einer Größe von ca. 46 kDa. Geeignet für die Erforschung von Entzündungen und Pyroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Caspase-1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ICE; IL1bc; CASP1
Art	Maus
GeneID (Mensch)	834
GeneID	12362
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 der murinen CASP1 (NP_033937.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P29452
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku