


Anti-Caspase-1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P29466

Artikelnummer: CM0022083



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Caspase-1 (ICE, IL1BC). Validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Entzündung, Pyroptose und IL-1 β -Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ICE; P45; IL1BC
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	834
GeneID	834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-297 von humanem Caspase-1 (NP_150634.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29466
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel