

Anti-Caspase-12-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Uxs9

Artikelnummer: CM0018667

Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Caspase-12 für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Negativer Regulator inflammatorischer Reaktionen; ideal für Untersuchungen der angeborenen Immunität und des NF-kB-Signalwegs. – Q6UXS9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CASP-12; CASP12P1; Caspase-12
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	100506742
GeneID	100506742
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 der menschlichen Caspase-12 (NP_001177945.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6UXS9
Proteinmolekulargewicht	39 kDa
Versand	Kühlbeutel