

Anti-Caspase-14 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31944

Artikelnummer: CM0004814

Einführung

Validiert für Western Blot und ELISA; dieser Caspase-14 Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt Ziele von Mensch, Maus und Ratte und unterstützt die Forschung zur epidermalen Differenzierung, Verhornung und Keratinozytenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-14 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ARCI12; Caspase-14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23581
GenID	23581
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-200 von menschlichem Caspase-14 (P31944) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31944
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel