

Anti-Caspase-14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31944

Artikelnummer: CM0027597

Einführung

Caspase-14 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur epidermalen Differenzierung und Keratinozyten-Apoptose. Proteingewicht 28kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARCI12; Caspase-14
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23581
Gen-ID	23581
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-242 von humanem Caspase-14 (NP_036246.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31944
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel