


Anti-Caspase-2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42575

Artikelnummer: CM0004574



Einführung

Caspase-2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Erkennt 51 kDa Proenzym. Schlüsselregulator der Apoptose über den PIDDosom-Komplex. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	835
GenID	835
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 334-452 von humanem Caspase-2 (P29594) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42575
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel