


## Anti-Caspase-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P42575

Artikelnummer: CM0028584



### Einführung

Caspase-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Er reagiert mit menschlichen, murinen und Rattenproben und detektiert das 51 kDa Caspase-2-Protein. Geeignet für die Apoptose- und PIDDosom-Wegforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter               | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caspase-2 Kaninchen-pAb |                                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias       | ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2                                                                                         |
| Spezies                 | Mensch                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)         | 835                                                                                                                                     |
| Gen-ID                  | 835                                                                                                                                     |
| Immunogen               | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 153-452 von menschlichem Caspase-2 (NP_116764.2) entspricht |
| Quelle                  | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie               | Polyklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung               | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität        | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS                   | P42575                                                                                                                                  |
| Proteingewicht          | 51kDa                                                                                                                                   |
| Versand                 | Eisbeutel                                                                                                                               |