


Anti-Caspase-3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42574

Artikelnummer: CM0003942



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Caspase-3, eine zentrale Ausführungs-Caspase bei der Apoptose. Geeignet für Western Blot und ELISA in humanen und Maus-Proben. Ideal für die Apoptose- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Caspase-3 monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	836
Gen-ID	836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-175 der humanen Caspase-3 (P42574) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P42574
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel