


Monoklonaler Anti-Caspase-3 Antikörper Für Wb, Elisa - P42574

Artikelnummer: CM0003752



Einführung

Monoklonaler Caspase-3-Antikörper aus Maus, validiert für Western Blot und ELISA, spezifisch für menschliches und murines Caspase-3. Ideal für die Analyse von Apoptosewegen, den Nachweis von gespaltenem Caspase-3 und die Forschung zum programmierten Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-3 Maus mAk
Bemerkungen/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3
Gen-ID (Mensch)	836
Gen-ID	836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 55-160 des menschlichen Caspase-3 (P42574) enthält.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42574
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel