


Anti-Caspase-3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Artikelnummer: CM0024244



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Caspase-3, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Effektor-Caspase-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Spezies	Human
GeneID (Human)	836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-160 von humanem Caspase-3 (NP_004337.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42574
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel