


Anti-Caspase-3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42574

Artikelnummer: CM0003138



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Caspase-3 (SWISS P42574) für die Apoptoseforschung. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Detektiert eine Bande von 32 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-3 Rabbit mAb
Anmerkungen/Aliaße	CPP32; SCA-1; CPP32B
Spezies	Mensch
Gen-ID	836 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 176-277 von humanem Caspase-3 (NP_004337.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42574
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel