


Anti-Caspase-3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Artikelnummer: CM0017609



Einführung

CamelBio bietet Kaninchen-polyklonalen Anti-Caspase-3-Antikörper (CPP32, SCA-1) für die Apoptoseforschung. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ein wesentliches Werkzeug zur Erforschung des programmierten Zelltods.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3
Spezies	Human
GeneID	836
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 6-105 von humanem Caspase-3 (NP_004337.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42574
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eistüte