

Anti-Caspase-4 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49662

Artikelnummer: CM0024530



Einführung

Caspase-4 Kaninchen pAb (TX, Mih1, ICH-2) validiert für WB, IHC-P, ELISA im Menschen. Ziel ist die inflammatorische Caspase, die am nicht-kanonischen Inflammasom-vermittelten Pyroptose und angeborenen Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TX, Mih1, ICH-2, Mih1/TX, ICEREL-II, ICE(rel)II, Caspase-4
Spezies	Mensch
Gen-ID	837
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 81-270 von humanem Caspase-4 entspricht (NP_001216.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49662
Proteingewicht	43kDa
Versand	Kühltasche