


Anti-Caspase-6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55212

Artikelnummer: CM0005434



Einführung

Hochwertiger anti-Caspase-6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humane, murine und Ratten-Caspase-6. Ideal für Forschung zu Apoptose, Neurobiologie und angeborene Immunität. - P55212.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Art	Mensch
GenID (Mensch)	839
GenID	839
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humaner Caspase-6.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55212
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel