

Anti-Caspase-6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55212

Artikelnummer: CM0002635

Einführung

Anti-Caspase-6 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches und murines Caspase-6 (33 kDa), eine Protease, die Apoptose, PANoptose und antivirale Abwehr vermittelt. Forschungs-IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-6 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	839
Gen-ID	839
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Caspase-6 (P55212) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P55212
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel