


Anti-Caspase-6 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55212

Artikelnummer: CM0007475



Einführung

Monoklonaler Caspase-6-Antikörper aus Kaninchen für WB, IHC-P, ELISA erkennt ein 33 kDa-Protein bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschungsanwendungen im Bereich Apoptose und Virologie, einschließlich PANoptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	839
GeneID	839
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem Caspase-6 (P55212) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55212
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eiskühlung