


Anti-Caspase-6 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb - P55212

Artikelnummer: CM0002744



Einführung

Caspase-6 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Ideal für Apoptose-, Zelltod- und Neurodegenerationsforschung. - P55212

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-6 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Spezies	Human
GenID (Human)	839
GenID	839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-162 von humanem Caspase-6 (P55212) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P55212
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel