


Anti-Caspase-6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55212

Artikelnummer: CM0020029



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Caspase-6 (SWISS P55212). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Wesentlich für die Apoptose-, Axondegeneration- und angeborene Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Caspase-6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCH2, CSP-6, caspase-6, Caspase-6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	839
Gen-ID	839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 194-293 von menschlichem Caspase-6 (NP_001217.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P55212
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel