


## Anti-Caspase-7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55210

Artikelnummer: CM0016625



### Einführung

Caspase-7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Spezifisch für das humane Caspase-7-Protein für die Apoptose- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Caspase-7 Kaninchen pAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | MCH3; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspase-7                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| Gen-ID (Human)    | 840                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 840                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem Caspase-7 (NP_001218.1) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | P55210                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 34kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |