

Anti-Caspase-8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O89110

Artikelnummer: CM0009034

Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Caspase-8 Antikörper für Maus, validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Zielt auf den wichtigsten Apoptose-Initiator (UniProt O89110) für Forschung zu Zelltod und Krebs ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-8 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	841
GenID	12370
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-218 von Maus Caspase 8 (NP_033942.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O89110
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eispackung