


Anti-Caspase-8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14790

Artikelnummer: CM0016659



Einführung

Caspase-8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Erkennt die Initiator-Caspase, die an Apoptose-, Pyroptose- und Nekroptose-Signalwegen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
Spezies	Human
GeneID (Human)	841
GeneID	841
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 376-479 von humaner Caspase 8 entspricht (NP_203519.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14790
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eistasche