


Anti-Caspase-9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Artikelnummer: CM0019252



Einführung

Hochwertiger Caspase-9 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte; detektiert 46 kDa Protein. Ideal für Apoptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	842
Gen-ID	842
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 139-416 von Caspase-9 (NP_001220.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55211
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel