


Anti-Caspase-9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Artikelnummer: CM0013241



Einführung

Der Caspase-9 Kaninchen polyklonale Antikörper (pAb) ist für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA validiert. Er erkennt humanes, murines und ratten Caspase-9 und ist damit ein wertvolles Werkzeug für Apoptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCH6, APAF3, APAF-3, PPP1R56, ICE-LAP6, Caspase-9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	842
Gen-ID	842
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 139-416 von Caspase-9 (NP_001220.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55211
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel