

Anti-Caspr1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P78357

Artikelnummer: CM0011302

Einführung

Hochwertiger Anti-Caspr1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, gerichtet gegen humanes CNTNAP1. Validiert für die Untersuchung von paranodalen Junctionen und Myelinisierung in Hirngewebe. 156 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspr1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8506
GenID	8506
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von menschlichem Caspr1 (P78357) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78357
Proteinmasse	156 kDa
Versand	Eisbeutel