


Anti-Caspr2/Cntnap2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhc6

Artikelnummer: CM0002500



Einführung

Hochwertiger Anti-Caspr2/CNTNAP2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Axo-glialen Junctionsorganisation und neurologischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspr2/CNTNAP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDFE; NRXN4; AUTS15; CASPR2; PTHSL1; Caspr2/CNTNAP2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	26047
GeneID	26047
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1232-1331 von humanem Caspr2/CNTNAP2 (Q9UHC6) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UHC6
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel