

Anti-Casq2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14958

Artikelnummer: CM0020101



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CASQ2 (Calsequestrin-2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur kardialen Erregungs-Kontraktions-Kopplung und Kalziumsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CASQ2 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	PDIB2; CASQ2
Spezies	Human
GeneID (Human)	845
GeneID	845
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-399 von humanem CASQ2 (NP_001223.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14958
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel