

Anti-Casr (Extracellular Calcium-Sensing Receptor) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41180

Artikelnummer: CM0007936



Einführung

Kaninchen monoklonaler CaSR-Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Calcium-Signalisierung und Homöostase. UniProt P41180.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CaSR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	846
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 211-310 von menschlichem CaSR (NP_000379.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41180
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel