

Anti-Cast Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20810

Artikelnummer: CM0023328

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CAST (Calpastatin) für Anwendungen in Western Blot, IHC-P und ELISA. Rekombinantes Immunogen, validierte Reaktivität mit humanen Proben. Unterstützt Forschung zu Calpain-Hemmung und Muskelproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAST Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BS-17; PLACK; CAST
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	831
GeneID	831
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-350 des humanen CAST (NP_001177371.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20810
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel