


Anti-Katalase Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04040

Artikelnummer: CM0002159



Einführung

Katalase Kaninchen monoklonaler Antikörper (P04040), validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ziel ist die peroxisomale Katalase, ein antioxidatives Enzym, das Wasserstoffperoxid abbaut. Ideal für Forschung zu oxidativem Stress und Zellwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Katalase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAT; Katalase; Catalase
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	847
Gen-ID	847
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der menschlichen Katalase (P04040) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04040
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel