


Anti-Katalase-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04040

Artikelnummer: CM0017375



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humane Katalase (CAT) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Der Antikörper wird in Kaninchen produziert und auf Eis versandt. Geeignet für Forschung zu oxidativem Stress und Peroxisomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Katalase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAT; Katalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
Spezies	Human
GenID (Mensch)	847
GenID	847
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-225 der humanen Katalase (NP_001743.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04040
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel