


Anti-Katalase Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P04040

Artikelnummer: CM0013189



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Katalase (CAT), validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu oxidativem Stress und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Katalase Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAT; Katalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	847
GenID	847
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-225 der menschlichen Katalase (NP_001743.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04040
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel