

Anti-Catenin Alpha-2 (Ctnna2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26232

Artikelnummer: CM0014855



Einführung

Anti-Catenin alpha-2 (CTNNA2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt Aminosäuren 167-290. Für Studien zur neuronalen Adhäsion und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTNNA2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAPR; CTNR; CAP-R; CT114; CDCBM9; CTNNA2
Spezies	Human
GeneID (human)	1496
GeneID	1496
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 167-290 von humanem CTNNA2 (NP_001269526.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26232
Protein-Gewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel