


Anti-Cathepsin B Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07858

Artikelnummer: CM0004883



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Cathepsin B (CTSB, APPS) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Erkennt das ~38 kDa Thiol-Protease, das am Proteinumsatz, an der Tumorerinvasion und am lysosomalen Abbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1508
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 8-339 von menschlichem Cathepsin B entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07858
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel