


Anti-Cathepsin B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07858

Artikelnummer: CM0012877



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cathepsin B, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung auf dem Gebiet der Proteasebiologie und Krebsmetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1508
GenID	1508
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-339 des humanen Cathepsin B enthält (NP_001899.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07858
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel