


## Anti-Cathepsin B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07858

Artikelnummer: CM0003780



### Einführung

Anti-Cathepsin B Kaninchen monoklonaler Antikörper (P07858) für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches Cathepsin B, eine lysosomale Protease, die mit Tumorerkrankungen und Proteinumsatz verbunden ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cathepsin B Kaninchen mAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 1508                                                                                                                         |
| GeneID            | 1508                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-156 von humanem Cathepsin B (P07858) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                       |
| SWISS             | P07858                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 38kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                    |