


Anti-Cathepsin D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Artikelnummer: CM0013394



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cathepsin D (CTSD, CPSD). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur lysosomalen Proteolyse, Alzheimer-Krankheit und Brustkrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, Cathepsin D
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-249 von humanem Cathepsin D (NP_001900.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07339
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistasche