


Anti-Cathepsin D Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Artikelnummer: CM0002899



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cathepsin D (P07339), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines Cathepsin D, eine lysosomale Aspartylprotease, die bei Brustkrebs und Neurodegeneration eine Rolle spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin D Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Cathepsin D
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1509
Gen-ID	1509
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P07339
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel