


Anti-Cathepsin D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07339

Artikelnummer: CM0015747



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Cathepsin D gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines Cathepsin D. Relevant für die Forschung zu Proteinabbau, Alzheimer-Krankheit und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cathepsin D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Cathepsin D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1509
GenID	1509
Immunogen	Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 65-412 von menschlichem Cathepsin D (NP_001900.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07339
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel