


Anti-Kathepsin E (Ctse) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14091

Artikelnummer: CM0006663



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Kathepsin E (CTSE), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zu Immunfunktion und Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kathepsin E (CTSE) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CATE; Kathepsin E (CTSE)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1510
Gen-ID	1510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die Aminosäuren 132-244 von menschlichem Kathepsin E (CTSE) (NP_001901.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14091
Protein Gewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel