


Anti-Kathepsin E (Ctse) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14091

Artikelnummer: CM0025433



Einführung

Kathepsin E (CTSE) Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Immunfunktion, Antigenprozessierung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kathepsin E (CTSE) Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CATE; Cathepsin E (CTSE)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1510
Gen-ID	1510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 132-244 des menschlichen Kathepsin E (CTSE) (P14091) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14091
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel